

	Hyper Medozon <small>comfort</small>	Medozon <small>compact</small>
Maße // Dimensions	424 x 185 x 388 mm	424 x 185 x 388 mm
Gewicht // Weight	13,5 kg (inkl. Luftfalle // incl. air trap)	12,1 kg
Spannungsversorgung // Power supply system	100-240 V / 50-60 Hz	
Leistungsaufnahme // Power input	190 VA	190 VA
Ozon-Konzentration // Ozone-concentration	0; 2-80 µg/ ml (Regelung über UV-Analyser) stufenlos einstellbar (Control via UV-analyser) infinitely adjustable	0; 2-80 µg/ ml stufenlos einstellbar // infinitely adjustable
Durchfluss // Flow rate	1,0 l/ min	1,0 l/ min
Farbvarianten // Colour options	grün oder silber // green or silver	grün oder silber // green or silver
Applikations-Methoden // Application-Methods	<ul style="list-style-type: none"> • Hyperbare & normobare große Eigenblut-Therapie // Hyperbaric and normobaric large autohaemotherapy • Kleine Eigenbluttherapie // Small autohaemotherapy • Spritzenentnahme // Syringe withdrawal • Dauerbegasung // Permanent gassing • Darminsufflation // Intestinal insufflation • Wasserozonisierung // Water ozonation 	<ul style="list-style-type: none"> • Sämtliche Anwendungen im normobaren Bereich // Suitable for all types of normobaric ozone treatments • Spritzenentnahme // Syringe withdrawal • Dauerbegasung // Permanent gassing • Darminsufflation // Intestinal insufflation • Wasserozonisierung // Water ozonation
Vakuumpfunktion // Vacuum function	Ja // yes	Ja // yes
Sonstige Informationen // Further information	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrsprachige, einfache Bedienung über Touchscreen // Multilingual, easy to use by touchscreen • Konzentration über Nummern-tasten stufenlos einstellbar // Concentration with number keys infinitely adjustable • Aquazon ist anschließbar // Suitable for connecting the Aquazon • Integrierter Analyser zur Messung & Regelung der eingegebenen Ozon-Konzentration // Integrated analyser for measuring and regulating of the entered ozone-concentration • Geschlossenes System // Closed system • Kann auf Ozon-Gerätewagen WEIKO gestellt werden // Can be placed on the Ozone-Cart WEIKO 	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrsprachige, einfache Bedienung über Touchscreen // Multilingual, easy to use by touchscreen • Konzentration über Nummern-tasten stufenlos einstellbar // Concentration with number keys infinitely adjustable • Aquazon ist anschließbar // Suitable for connecting the Aquazon • Kann auf Ozon-Gerätewagen WEIKO gestellt werden // Can be placed on the Ozone-Cart WEIKO • Transportabel mit Transportkoffer // Transportable with transport case
Medizinische Produktklassifizierung // Medical product classification	II b	



Transportkoffer // Transport case
S / M



Ozon-Gerätewagen WEIKO // **Ozone-Cart WEIKO**

	Medozon <small>mini</small>	Medozon <small>beauty</small>
Maße // Dimensions	337 x 159 x 348 mm	337 x 159 x 348 mm
Gewicht // Weight	7,4 kg	7,5 kg
Spannungsversorgung // Power supply system	100-240 V / 50-60 Hz	
Leistungsaufnahme // Power input	140 VA	100 VA
Ozon-Konzentration // Ozone-concentration	0; 5-60 µg/ ml stufenlos einstellbar // infinitely adjustable	0; 2-20 µg/ ml stufenlos einstellbar // infinitely adjustable
Durchfluss // Flow rate	0,6 l/ min	0,6 l/ min
Farbvarianten // Colour options	grün // green	grün // green
Applikations-Methoden // Application-Methods	<ul style="list-style-type: none"> • Normobare große und kleine Eigenblut-Therapie // Normobaric small and large autohaemotherapy • Spritzenentnahme // Syringe withdrawal • Darminsufflation // Intestinal insufflation • Wasserozonisierung // Water ozonation 	<ul style="list-style-type: none"> • Spritzenentnahme // Syringe withdrawal
Vakuumpfunktion // Vacuum function	Nein // No	Nein // No
Sonstige Informationen // Further information	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrsprachige, einfache Bedienung über Touchscreen // Multilingual, easy to use by touchscreen • Konzentration über Nummerntasten stufenlos einstellbar // Concentration with number keys infinitely adjustable • Aquazon ist anschließbar // Suitable for connecting the Aquazon • Kann auf Ozon-Gerätewagen WEIKO gestellt werden // Can be placed on the Ozone-Cart WEIKO • Transportabel mit Transportkoffer // Transportable with transport case 	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrsprachige, einfache Bedienung über Touchscreen // Multilingual, easy to use by touchscreen • Konzentration über Nummerntasten stufenlos einstellbar // Concentration with number keys infinitely adjustable • Kann auf Ozon-Gerätewagen WEIKO gestellt werden // Can be placed on the Ozone-Cart WEIKO • Transportabel mit Transportkoffer // Transportable with transport case
Medizinische Produktklassifizierung // Medical product classification	II a	



Medozon shaker



Aquazon



Medozon i-set

Weiteres Zubehör erhältlich // Other accessories available